

Diabact® UBT – vereinfachte *H. pylori* Atemtestdiagnostik mit der intelligenten Tablettenzusammensetzung

Die Diabact® UBT Tablette ist zur *in vivo* Diagnose gastroduodenaler primärer und anhaltender Infektionen mit *Helicobacter pylori* in Deutschland zugelassen. Sie ist somit zur Eradikationskontrolle geeignet, die gemäß der S2k-Leitlinie „*Helicobacter pylori* und gastroduodenale Ulkuskrankheit“ nach jeder Eradikationstherapie durchgeführt werden soll.

Durch den unkomplizierten Einsatz der Diabact® UBT-Tablette als ¹³C-Substrat für den Atemtest ergeben sich für Sie und Ihre Praxis viele Vorteile:

- Die kurze Wartezeit von nur 10 Minuten erhöht den Komfort für Patienten wie Praxispersonal beträchtlich
- Die Gabe von Fruchtsäften entfällt, zur Einnahme ist nur Wasser notwendig
- Die Bereitstellung von Säften und die damit verbundene Logistik wird ebenfalls überflüssig und führt zu einer entsprechenden Entlastung Ihres Praxispersonals
- Die bereits Citrat enthaltende Tablette ist für Patienten sehr gut verträglich

Vorbereitung der Patienten:

- Der Atemtest sollte nüchtern durchgeführt werden, d.h. die Patienten sollten zuvor idealerweise 6 Stunden fasten
- Die Einnahme von Medikamenten sollte wie folgt ausgesetzt werden:
 - Antibiotika 1 Monat
 - Bismuth-Komponenten 1 Monat
 - Protonenpumpen-Inhibitoren (PPI) 2 Wochen
 - Allgemein alle Behandlungsmaßnahmen, die *H. pylori* oder die Ureaseaktivität beeinflussen
- Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Gebrauchs- und Fachinformationen

Testdurchführung:

Nach Abnahme der Basalprobe, wird eine Tablette Diabact® UBT mit Wasser eingenommen und bereits nach 10 Minuten erfolgt die Abnahme der zweiten Probe. Auf diese Weise ist es möglich, mehr Patienten im gleichen Zeitraum einzubestellen.



Ausatmen in das Basalwert-Röhrchen/Beutel



Einnahme von Diabact® UBT mit einem Glas Wasser



10 Minuten warten



Ausatmen in das/den 2. Probenröhrchen/-beutel

Abrechnung:

Die Abrechnung von ¹³C-Atemtests zur *H.pylori* – Diagnostik nach EBM unterscheidet sich für Fach- und Allgemeinärzte. Die Testdurchführung (Abrechnungsziffer 02400) ist mit der Versichertenpauschale abgegolten und daher für Allgemeinmediziner nicht berechenbar.

Davon unbeeinträchtigt ist jedoch die Abrechnung des Bezugs von Harnstoff zur Testdurchführung nach Ziffer 40154. Dies wird in der Präambel zum hausärztlichen Versorgungsbereich (3.1) unter Punkt 7 klar formuliert:

Wird die in den Versichertenpauschalen enthaltene Leistung entsprechend der Gebührenordnungsposition **02400** erbracht, ist für die Erbringung der Leistung die Kostenpauschale nach der Nr. **40154** berechnungsfähig.

Das bedeutet, es ergeben sich folgende Abrechnungsszenarien des ¹³C-Atemtests zur *H.pylori* – Diagnostik:

Stand Juli 2013				Abrechnungsszenario für:	
Ziffer	Bezeichnung	Punkte	Gebührensatz	Allgemeinärzte	Fachärzte
40154	Bezug von Harnstoff		25,60 €	Ja	Ja
02400	¹³ C-Harnstoff-Atemtest ohne Analyse	65 Punkte	ca. 2,40 €	Nein	Ja

Somit ist es auch für Hausärzte möglich, die sichere und komfortable Atemdiagnostik zur Eradikationskontrolle nach erfolgter *H.pylori* – Therapie einzusetzen.

Probenauswertung:

Die Analyse Ihrer Diabact® UBT Atemproben wird in unserem Labor durchgeführt. Wir müssen dafür die entsprechenden Referenzbereiche bei der Befundung berücksichtigen. Bitte teilen Sie es uns daher mit, falls Sie ausnahmsweise hiervon abweichend KEINE Diabact® UBT verwendet haben.

Referenzbereich Diabact® UBT	Präzision	negativ	positiv
	± 0,2 ‰ Δ δ-Wert	<1,3 ‰ Δ δ-Wert	>1,7 ‰ Δ δ-Wert